

22773-N jun.li

SK-22773-N jun.li

SK-22773-N jun.li

**配置一：ECS/ECM快速接头版**

袋体体积	管路	取样	货号1 (Renolit膜)	货号2 (KA膜)
<b>3D 50L</b>	进：100 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{1}{2}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 母接头 出：100 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{1}{2}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 公接头	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D50LS21K	K3D50LS21K
<b>3D 100L</b>	进：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{1}{2}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 母接头 出：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{1}{2}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 公接头	无	3D100S21K	K3D100S21K
<b>3D 100L</b>	进：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 母接头 出：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 公接头	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D100S21K	K3D100S21K
<b>3D 200L</b>	进：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{1}{2}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 母接头 出：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{1}{2}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 公接头	无	3D200S21K	K3D200S21K
<b>3D 200L</b>	进：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 母接头 出：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{3}{8}$ " HB ECS 公接头	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D200S21K	K3D200S21K
<b>3D 250L</b>	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 母接头 出：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 公接头	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D250S21K	K3D250S21K
<b>3D 500L</b>	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 母接头 出：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 公接头	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D500S21K	K3D500S21K
<b>3D 1000L</b>	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 母接头 出：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 公接头	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D10XS21K	K3D10XS21K
<b>3D 2000L</b>	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 母接头 出：300 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 公接头	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D20XS21K	K3D20XS21K
<b>3D 3000L</b>	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 母接头 出：300 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + $\frac{1}{2}$ " HB ECM 公接头	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D20XS21K	K3D20XS21K