

SK-22773-N jun.li

SK-22773-N jun.li

配置三：AseptiQuik无菌连接器版

袋体体积	管路	取样	货号1 (Renolit膜)	货号2 (KA膜)
3D 50L	进：100 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{8}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：100 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{8}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D50LS21A	K3D50LS21A
3D 100L	进：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{8}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{8}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D100S21A	K3D100S21A
3D 200L	进：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{8}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{8}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	无	3D200S2NA	K3D200S2NA
3D 200L	进：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{8}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：150 cm ID $\frac{3}{8}$ " * OD $\frac{3}{8}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D200S21A	K3D200S21A
3D 250L	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D250S21A	K3D250S21A
3D 500L	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D500S21A	K3D500S21A
3D 1000L	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D10XS21A	K3D10XS21A
3D 2000L	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：300 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D20XS21A	K3D20XS21A
3D 3000L	进：150 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器 出：300 cm ID $\frac{1}{2}$ " * OD $\frac{3}{4}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + AseptiQuik® G 无菌连接器	20 cm ID $\frac{1}{4}$ " * OD $\frac{7}{16}$ " Lifemeta® STS铂金硫化硅橡胶管 + 无针取样器	3D30XS21A	K3D30XS21A

SK-22773-N jun.li